

車いす付属品



厚さ4cm



(カバー無し)


アウル REHA レギュラー

加地

厚み4cmのフラット形状な体圧分散クッションです。

TAISコード 00540-000028

商品番号 **B-469E**



厚み4cmで褥瘡予防

厚みを抑えわずか4cm。足こぎされる方にお勧めです。

●型式:OWL21-BK1-4040 ●サイズ(cm):40×40×4.0

月極レンタル料金

ご利用者負担額

1割負担	2割負担
------	------

1割負担	2割負担
------	------

車いす付属品



厚さ7.5cm

アウル REHA 3D レギュラー

加地

身体にフィットする3D形状で理想の着座姿勢と座位安定性にすぐれたクッションです。

TAISコード 00540-000030

商品番号 **B-469C**



3D形状で姿勢保持 後方の骨盤サポート

立体形状で骨盤をホール 前ズレを防ぐアンカー機能に加え、後部をサポートする3D形状で骨盤を立て安定した座位を保ちます。

●型式:OWL23-BK1-4040 ●サイズ(cm):40×40×7.5

月極レンタル料金

ご利用者負担額

1割負担	2割負担
------	------

1割負担	2割負担
------	------



厚さ8cm



(カバー無し)


アウル REHA 3D ジャスト

加地

厚みを抑え姿勢保持に特化した体圧分散クッションです。

TAISコード 00540-000055

商品番号 **B-469D**



3D形状でしっかり姿勢保持

3D形状で姿勢保持しつつ、厚みを抑えた汎用性の高いクッションです。

●型式:OWL25-BK1-4040 ●サイズ(cm):40×40×8.0

月極レンタル料金

ご利用者負担額

1割負担	2割負担
------	------

1割負担	2割負担
------	------



厚さ5.5cm

(カバーをはずした状態)

※数量限定

アウル40 プラスレーザ

加地

独自のアウルパターンが効果的な体圧分散を実現したクッションです。

TAISコード 00540-000013

商品番号 **B-469A**



底面テーパ形状

車いすのシートにもフィットする形状になっているのでクッションが湾曲することなく安定的な支持を実現。

フロント・アップ/テールアップ構造

前ズレを防ぐ構造により安定的に体を指示。
フロント・スラント構造
先端部にエッジを感じさせない傾斜形状。

●型式:OWL-40P-L ●サイズ(cm):40×40×5.5

月極レンタル料金

ご利用者負担額

1割負担	2割負担
------	------

1割負担	2割負担
------	------


ピタシートクッション35

日本ジェル

低反発ウレタンフォームとは素材も形状も全く異なるPITAクッション。

TAISコード 00857-000005

商品番号 **B-461D**



35mmの薄型タイプ

- 型式:PT001
- サイズ(cm):W40×L40×H3.5
- 重量:1.1kg

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

ピタシートクッション55

日本ジェル

低反発ウレタンフォームとは素材も形状も全く異なるPITAクッション。

TAISコード 00857-000006

商品番号 **B-461E**



55mmのウレタン付2層タイプ

- 型式:PT002
- サイズ(cm):W40×L40×H5.5
- 重量:1.2kg

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

ウレタン マットクッション ウェルパートナーズ

前上がり傾斜のデザインで前ズレが防止できます。

TAISコード 01009-000018

商品番号 **B-455A**



後厚4cm

前厚6cm



- 型式:MC-1
- 材質(クッション):ウレタンフォーム
- サイズ(cm):全幅40×奥行40

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担


※数量限定

低反発 マットクッション ウェルパートナーズ

独自のクッション構造と硬さの違うウレタンの組み合わせにより、優れた体圧分散効果が得られます。

TAISコード 01009-000019

商品番号 **B-461A**



後厚4.5cm

前厚6.5cm



- 型式:MC-3
- 材質(クッション):ウレタンフォーム
- サイズ(cm):全幅40×奥行40

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

※数量限定

座然 クッション 吟

ミキ

座位保持を重視した、固形ゲル採用のクッション。

TAISコード 00122-000392

商品番号 **B-456B**



厚さ7cm

一層目に発泡ウレタンを使用し型崩れを防止。2層目にゲル素材を使用し快適な座り心地を実現。ポケット兼アンカーを成型したことにより、前ズレを防止して、より座位保持効果を高めています。



ポケット兼アンカー

- 型式:ZC-G01
- 材質(クッション):発泡ウレタン・流動体ゲル
- サイズ(cm):全幅40×奥行40

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

レスポ

モルテン

座るだけで最適な形状に変形してその形状を維持する特殊流動体により、やわらかく優しい座り心地を実現。

TAISコード 00054-000120

商品番号 **B-484A**



厚さ8.5cm

(変形前) (変形後) 変形した最適な形状を維持します。



- 最下層のベースプレートがスリングシートのたわみを抑え、座位の安定感を向上しています。



- 型式:MRSPNV
- サイズ(cm):全幅38.5×奥行38.5×厚8.5

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

車いす付属品



厚さ8cm

リフレックス

ユーキトレーディング

エアータイプなのに、バルブ調節なし!
ただ座るだけで、坐骨周辺の床ずれリスクを軽減し、安楽な座りを提供します。

TAISコード 00468-000034

商品番号 **B-481A**

新機能、エアリリース【空気自動開放バルブ】

座っただけで空気が抜けはじめ、適圧になると自動的にバルブが閉じ、底突きの危険がありません。空気調整で悩まれている方にお勧めです。優れた床ずれリスクの軽減と座位の安定性を提供します。

- 材質(クッション):ポリエステルウレタン
- サイズ(cm):全幅40×奥行40×厚8

月極レンタル料金

ご利用者負担額

1割負担	2割負担
------	------



厚さ7.5cm


デュオジェルクッション

ケーブ

仙骨座りや骨盤後傾を起こす座位保持困難な方に適したクッション。

TAISコード 00206-000048

商品番号 **B-483A**



- 型式:CK-385 ●サイズ(cm):全幅40×奥行40×厚7.5

月極レンタル料金

ご利用者負担額

1割負担	2割負担
------	------



エアセルと高硬度ウレタンフォームを組み合わせた新発想のハイブリッド構造により、優れた体圧分散性能と姿勢保持を両立。



厚さ10cm

キューブレナクッション

ケーブ

簡単操作で優れた体圧分散・姿勢保持可能。

TAISコード 00206-000081

商品番号 **B-461C**



- 型式:CK-400 ●材質(クッション):ウレタン ●サイズ(cm):全幅40×奥行40×厚10

月極レンタル料金

ご利用者負担額

1割負担	2割負担
------	------

(カバー装着状態)



厚さ4cm



(クッション本体)

ジェルセル G2 (ベースなし)

タカノ

「エア」+「ジェル」の今までにない組み合わせの新しいクッションです。「快適性」と「床ずれ予防」に優れた座位が安定します。

TAISコード 00297-000080

商品番号 **B-482A**

エアのフローテーション効果で体圧分散性に優れ、ジェルが表面のスレを逃がしズレ力を吸収します。



車椅子のキャンバスに何も使用せず座った時



全体に広い面積で座を支え、体圧分散効果も高くなっています。

- 型式:G2 ●サイズ(cm):全幅40×奥行40×厚4

月極レンタル料金

ご利用者負担額

1割負担	2割負担
------	------

モールドシート


ピーエーエス



標準型・リクライニング型車いすに設置するだけで
姿勢の改善と機能的な活動を促します!!!

TAISコード 01250-000002

商品番号 **B-461F**



●型式: PAS-MSW-002

●サイズ(cm): 幅40×奥行40×高さ40×厚45 ●重量(g): 778

月極レンタル料金

ご利用者負担額

1割負担 2割負担

1割負担	2割負担
------	------



キャスパーZAFU Sサイズ ウェッジサポート付 アシスト

ZAFUにもたれかかる姿勢を作る事でリラックスした座位を作り出します。

TAISコード 01477-000001

商品番号 **B-461B**

キャスパーZAFUは、座面ごと少し前にずらす!

無理に骨盤を起こさず、倒れすぎない位置で骨盤部を**背もたれに乗せる**ように座ります。

- ①お尻を**奥まで**入れて座ります。
- ②次に座面前にあるベルトを持ち、介助者も助けながらご本人と一緒に**座面ごとお尻を少し前にずらします。**
- ③背もたれに**「もたれ」**やすくなる位置までずらせます。



●車イスサイズ40~41cm幅用(cm): 座奥34 座厚 最厚部6 最薄部2

月極レンタル料金

ご利用者負担額

1割負担 2割負担

1割負担	2割負担
------	------

アウル サポートセット

加地

EXGELが身体をやさしく支え、座位バランスのサポート力をアップしました。

TAISコード 00540-000017

商品番号 **B-469B**

厚さ前7・中5.5・後5cm
(カバーをはずした状態)



●型式: OWLS-S01B01

●サイズ(cm): クッション 40×40、
バッククッション 48×12×36.5

月極レンタル料金

ご利用者負担額

1割負担 2割負担

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

車いす用ヘッドレスト(スーパーヘッド)M カワムラサイクル

車いすに取り付けることで頭部が安定します。

TAISコード 00156-000015

商品番号 **B-500A**

・取付可能な車いすは
背パイプ径22mm
座幅36~44cm
のもの



●型式: スーパーヘッド

●サイズ(cm): 41×36×28

月極レンタル料金

ご利用者負担額

1割負担 2割負担

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

ヨッコイショテーブル(スタンダードタイプ) ニシウラ

より良い姿勢と使いやすさを重視した車いす用テーブルです。

TAISコード 01272-000003

商品番号 **B-480B**



●型式: nishiura T ●サイズ幅G30mm 奥行600mm 厚み15mm ●重量: 2.5kg

月極レンタル料金

ご利用者負担額

1割負担 2割負担

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

イージーテーブル

ウェルパートナーズ

マジックテープ方式などの面倒な取付とおさらば!!

取付金具でいとも簡単にそして強固に取付出来ます。

TAISコード 01009-000024

商品番号 **B-480A**



●型式: WT-5

●サイズ(cm): 全幅60×奥行33

●適応座幅(cm): 38、40、42

※アームレストの形状により
取り付けられない場合もあります。

月極レンタル料金

ご利用者負担額

1割負担 2割負担

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担