


歩行補助杖

超軽量オールカーボン四点式高さ11段階2.55cmピッチ
最低高60.5cmで身長の高い方にも対応できます。



70C-4 カーボン柄

70C-F4 花柄

70C-C1 格子柄

質量
約400g

オールカーボン クオッドケイン四点式

鳥製作所

TAISコード 00576-000031

商品番号 **70C-4→J-527A**
70C-F4→J-527B
70C-C1→J-527C

- 型式:70C-4、70C-F4、70C-C1
- ベースサイズ(cm):全幅18.5×全長14
- 長さ(cm):60.5~86(11段階)

月極レンタル料金

月極レンタル料金	

ご利用者負担額

ご利用者負担額	
1割負担	2割負担

質量
420g
Sタイプ

質量
440g
Mタイプ

超軽量 4点杖テトラ・ケイン

田辺プレス

TAISコード 01105-000001

商品番号 **Sタイプ→J-526A、**
Mタイプ→J-526B

- 型式:Sタイプ、Mタイプ
- 長さ(cm):60~75(Sタイプ)
70~85(Mタイプ)

月極レンタル料金

月極レンタル料金	

ご利用者負担額

ご利用者負担額	
1割負担	2割負担



質量
620g

4点支持杖 フィットグリップ

テツコーポレーション

TAISコード 00887-000051

商品番号 **ブラック→J-521E、**
ピンク→J-521F

- 型式:ブラックタイプ、ピンクタイプ
- ベースサイズ(cm):全幅16×全長22
- 長さ(cm):73~96(10段階調整)

月極レンタル料金

月極レンタル料金	

ご利用者負担額

ご利用者負担額	
1割負担	2割負担



歩行補助杖



質量
730g

アルミ 四脚杖(小)

日進医療器

TAISコード 00175-000270

商品番号 **J-525A**

- 型式:TY142S ●ベースサイズ(cm):全幅20.5×全長14
- 長さ(cm):54.5~74.5

月極レンタル料金

月極レンタル料金	

ご利用者負担額

ご利用者負担額	
1割負担	2割負担



質量
980g

アルミ軽量杖スモールベース

松永製作所

TAISコード 00066-000222

商品番号 **J-521A**

- 型式:CMS-40S ●ベースサイズ(cm):全幅16.5×全長22
- 長さ(cm):71~93.5(10段階調整)

月極レンタル料金

月極レンタル料金	

ご利用者負担額

ご利用者負担額	
1割負担	2割負担



質量
1060g

アルミ軽量杖ラージベース

松永製作所

TAISコード 00066-000220

商品番号 **J-521B**

- 型式:CMS-40L ●ベースサイズ(cm):全幅22×全長31.5
- 長さ(cm):71~93.5(10段階調整)

月極レンタル料金

月極レンタル料金	

ご利用者負担額

ご利用者負担額	
1割負担	2割負担

支柱が前後に可動し坂道などでも四点がきちんと接地します。



質量
約440g

カーボン四点可動式 スモールタイプ

鳥製作所

TAISコード 00576-000033

商品番号 **74MC-3 → J-527D**
74MC-F2 → J-527E

- 型式:74MC-3、74MC-F2
- 使用時サイズ(cm):H62.5~88×W10×D10
- 高さ調節:11段階 2.55cmピッチ

月極レンタル料金

月極レンタル料金	
ご利用者負担額	
1割負担	2割負担

74MC-3
カーボン柄グレー

74MC-F2
かすみ草

質量
610g

ヒューゴステッキ オフセット多点杖

竹虎ヒューマンケア

ねばりのある杖先が
しっかり地面をとらえる新感覚の多点杖。

TAISコード 00110-000107

商品番号 **グレー→J-527F、ブルー→J-527G**

- 型式:グレータイプ、ブルータイプ
- ベースサイズ(cm):全幅10.4×全長12.4
- 長さ(cm):71~99(12段階調整)

月極レンタル料金

月極レンタル料金	
ご利用者負担額	
1割負担	2割負担



質量
815g

らくらく四点杖(2段式)

幸和製作所

立ち座りを助ける2段グリップの杖です。

TAISコード 00030-000030

商品番号 **J-528A**

- 型式:EA4-101
- 長さ(cm):77.5~93

月極レンタル料金

月極レンタル料金	
ご利用者負担額	
1割負担	2割負担



質量
570g

OPO 折りたたみ ロフトランドクラッチ

プロト・ワン

軽い! 折りたたみするのも伸ばすのも簡単!
最小55cm程度になります。伸ばしたとき重なる部分が
10cm以上あるので安心して使えます。

TAISコード 00261-000046

商品番号 **J-529A**

- 型式:21-1-2
- 長さ(cm):地面からグリップ71~92

月極レンタル料金

月極レンタル料金	
ご利用者負担額	
1割負担	2割負担



適応身長155から
185cm程度

質量
960g

松葉杖

松永製作所

TAISコード 00066-000218

商品番号 **J-530A**

- 型式:CMS-80M
- 長さ(cm):107.5~137.5(13段階)
- 2本1セット

月極レンタル料金

月極レンタル料金	
ご利用者負担額	
1割負担	2割負担

