

認知症老人徘徊感知機器

複合機能(外部通信機能)付
認知症老人徘徊感知機器

ケアロボコール[®]

2A・2B・2C

《徘徊感知機器「ケアロボコール」の目的》

認知症高齢者の徘徊行動を、外部にいる人(家族・隣人・介護者)へメールで知らせることにより、徘徊及び二次的な事故を防止すること。

《ラインナップと特長》

徘徊行動を検知するセンサーは3タイプから選ぶことができます。

携帯電話・スマホ利用で、どこに居ても安心!

徘徊感知センサー(コードレス)



国内実績
No.1の安心!

メール・画像



ケアロボコール2A [型式:HKC-2A]

TAISコード 00318-000071 商品番号 **K-533A**

設置イメージ

コードレス・マットスイッチ MS1200RF

無線

メール 携帯・スマホ

標準セット

ケアロボ2 + コードレス・マットスイッチ (マットを踏むと感知)

- 最もポピュラーで使い方が簡単
- ベッドサイド以外にも部屋の出入り口でも使用できるコードレスタイプ

通信サービス利用料
月額 **1,200 円** (税別)

月極レンタル料金	
ご利用者負担額	
1割負担	2割負担

ケアロボコール2B [型式:HKC-2B]

TAISコード 00318-000072 商品番号 **K-533B**

設置イメージ

コードレス・ベッドセンサー BPS8025RF

無線

メール 携帯・スマホ

標準セット

ケアロボ2 + コードレス・ベッドセンサー (ベッド上で上体を起こすと感知)

- 報知タイミングが早い
- 対象者にセンサーが見えない

通信サービス利用料
月額 **1,200 円** (税別)

月極レンタル料金	
ご利用者負担額	
1割負担	2割負担

ケアロボコール2C [型式:HKC-2C]

TAISコード 00318-000073 商品番号 **K-533C**

設置イメージ

部屋の出入口

コードレス 超音波・赤外線センサー UIS200

無線

メール 携帯・スマホ

標準セット

ケアロボ2 + コードレス超音波・赤外線センサー (超音波と赤外線で動きを感知)

- 設置場所により様々な行動を検知する事が可能

通信サービス利用料
月額 **1,200 円** (税別)

月極レンタル料金	
ご利用者負担額	
1割負担	2割負担

認知症老人
徘徊感知機器

超音波離床検知システム ケア愛は誤検知の少ない
超音波センサーでご利用者さまの離床を確実に検知します。



- ① 超音波センサー
- ② 子機(送信機)
- ③ 親機(部屋番号・個人番号表示可能)
- ④ ペンダント(携帯用受信器)



ケア愛 標準仕様 ハカルプラス

①②③…各1 TAISコード 01398-000001 商品番号 **K-530A**

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

ケア愛 ペンダントセット(標準仕様+ペンダント1台) ハカルプラス

①②③④…各1 TAISコード 01398-000002 商品番号 **K-530B**

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

ケア愛 増設セット(親機一台でセンサーを20台まで増設できます。) ハカルプラス

①②…各1 TAISコード 01398-000003 商品番号 **K-530C**

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

ケア愛 ペンダント(単体) ハカルプラス

④…各1 TAISコード 01398-000004 商品番号 **K-530D**

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

徘徊行動を検知し、介護の負担を軽減します。ベッドサイドや部屋の出入口などに設置したマットセンサーを踏むとメロディで報知します。

家族コール1・Aタイプ
テクノスジャパン

TAISコード 00318-000032


商品番号 **K-529A**

●型式:HK-1A

月極レンタル料金	
ご利用者負担額	
1割負担	2割負担

設置イメージ

標準セット



ベッド上に設置したシート上のセンサーで、起き上がりを感知し、メロディで報知します。

家族コール1・Bタイプ
テクノスジャパン

TAISコード 00318-000033


商品番号 **K-529B**

●型式:HK-1B

月極レンタル料金	
ご利用者負担額	
1割負担	2割負担

設置イメージ

標準セット



センサー本体にコードがないので、安全でしかも設置が簡易です。

家族コール1・Cタイプ
テクノスジャパン

TAISコード 00318-000034


商品番号 **K-529C**

●型式:HK-1C

月極レンタル料金	
ご利用者負担額	
1割負担	2割負担

設置イメージ

標準セット




徘徊感知機器
認知症老人

家族コール2・Aタイプ [型式:HK-2A] 固定受信器タイプ

テクノスジャパン

ベッドからの離床を
メロディチャイム10で報知します!

TAISコード 00318-000055 商品番号 **K-531A**





月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

家族コール2・Bタイプ [型式:HK-2B] 固定受信器タイプ

テクノスジャパン

ベッドからの起き上がりを
メロディチャイム10で報知します!

TAISコード 00318-000056 商品番号 **K-531B**




月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

家族コール2・Cタイプ [型式:HK-2C] 固定受信器タイプ

テクノスジャパン

赤外線で離床・徘徊行動を検知します!

TAISコード 00318-000057 商品番号 **K-531C**




月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

家族コール2・Dタイプ [型式:HK-2D] 固定受信器タイプ

テクノスジャパン

ドアや窓を開くと
メロディチャイム10で報知します。

TAISコード 00318-000081 商品番号 **K-531D**



月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担


認知症老人
徘徊感知機器

家族コール2A・ポケットタイプ [型式:HKP-2A] 携帯受信器タイプ

テクノスジャパン

ベッドからの離床を
ポケット受信器で報知します!

TAISコード 00318-000058 商品番号 **K-532A**





月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

家族コール2B・ポケットタイプ [型式:HKP-2B] 携帯受信器タイプ

テクノスジャパン

ベッド上の起き上がりを
ポケット受信器で報知します!

TAISコード 00318-000059 商品番号 **K-532B**




月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

家族コール2C・ポケットタイプ [型式:HKP-2C] 携帯受信器タイプ

テクノスジャパン

赤外線で離床・徘徊行動を検知します!

TAISコード 00318-000060 商品番号 **K-532C**




月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

家族コール2D・ポケットタイプ [型式:HKP-2D] 携帯受信器タイプ

テクノスジャパン

ドアや窓を開くと
ポケット受信器で報知します。

TAISコード 00318-000082 商品番号 **K-532D**



月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

認知症老人
徘徊感知機器